

PORTA CAMILLA DE CAMPAÑA

EL2000

EL3000^{*} Military

**Para el transporte de camilla
y paciente en superficies
sin pavimentación**

Este dispositivo es muy útil para el transporte y traslado de heridos (o materiales) dentro y en áreas de hospitales de campaña, PMA, como acceso a plataformas de helicópteros o en áreas del aeropuerto, en los escenarios típicos de eventos catastróficos o desastres naturales.

- **Con GRANDES RUEDAS**
- **UNIVERSAL**
- **VERSÁTIL**
- **LIGERO**
- **ESTABLE**



- ✓ NIEVE
- ✓ HIERBA
- ✓ BARRO
- ✓ ARENA
- ✓ GRAVA
- ✓ BALASTO

where the
streets
have no name™

www.flamor.com

FLAMOR
S.r.l.
Tactical medicine



TRANSPORTE CON DOS CAMILLEROS

Con el Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000 dos camilleros pueden transportar fácilmente a un herido. Es la configuración estándar aconsejada.

El transporte de un herido se lleva a cabo casi siempre con 4 camilleros lo que supone una pérdida de tiempo y de recursos humanos. Con el Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000, 4 camilleros pueden trasladar a 2 heridos y, en situación de emergencia, incluso a 4.



TRANSPORTE CON UN CAMILLERO

Gracias a una configuración especial, puede utilizarse con un sólo camillero. No obstante, por motivos de seguridad, se recomienda el uso con dos camilleros.



CAMA PARA HOSPITALIZACIÓN TEMPORAL

El Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000 puede utilizarse como cama para hospitalización temporal siempre que sea necesario y con un sinfín de camillas de campaña, de emergencia y tablas espinales.



CAMA DE EXPLORACIÓN

El Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000 coloca la camilla a una altura que propicia la exploración cómoda del paciente.

En situaciones de emergencia los médicos deben visitar o realizar maniobras básicas estando en cuclillas en el suelo. Resulta evidente la incomodidad de esta posición.



TRANSPORTE MATERIALES

También puede utilizarse para cargar o transportar diversos tipos de materiales en el área del hospital de campaña, del PMA o de cualquier otra estructura temporal sin pavimentación lisa.



Prueba de torsión



Prueba de carga estática



MADE IN ITALY

El Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000 es conforme a la norma UNI EN 1865:2001 con referencia a la Directiva 93/42/CEE



ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M. MASINI S.r.l.

Belle Arti, s.lab., Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Milano - Via S. Eufemia, 2 - C.F. e P.IVA 0062215101
Tel. 02/502.16.177 a - Fax 02/500.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-Mail: istitutomasini@istitutomasini.it

Organismo Notificato n° 0088 - Notified Body n° 0088

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

alla norma UNI EN 1865:2001
to the standard UNI EN 1865:2001

N. MD-002-2008

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove del prodotto sottoriferito, secondo i requisiti indicati nella norma UNI EN 1865:2001 con riferimento alla direttiva 93/42/CEE.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini hereby declares that tests have been carried out on the product listed herewith, following the requirements of the standard UNI EN 1865:2001 with reference to the directive 93/42/EEC.

FABBRICANTE: FLAMOR S.r.l.
Via Agogna, 20 - 28100 NOVARA

PRODOTTO: Tipo, identificazione, utilizzo: Portabarella campale
Product: "Tipo, description, use": Field stretcher carrier

LUOGO DI PRODUZIONE: Via Agogna, 20 - 28100 NOVARA

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 1865:2001

Documenti di riferimento/Riference documents:
- rapporto di prova n. test report no. 1357-2008 del/01/29/04/2008

Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale/This certificate can be reproduced only in full

Data/Dato: 29 Aprile/April 2008

Il Tecnico Responsabile - responsible technician
p.l. Emanuele Manenti



Il Direttore / Technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi

Las ruedas de PPL y fibra de vidrio con sistema patentado Quick Release System®, las asas retráctiles y la compatibilidad con una amplia gama de camillas, hacen del Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000 un completo y versátil instrumento que puede utilizarse en todas las áreas extra hospitalarias.

Dimensiones cerrado

Longitud: cm 52
Anchura: cm 62
Altura: cm 84

Dimensiones abierto

Longitud: cm 158
Anchura: cm 62
Altura: cm 86



CERRADO



ABIERTO

Peso: Chasis Kg 20 - Ruedas Kg 4

El Porta Camilla de Campaña EL2000 / EL3000 está disponible en:



**HOSPITALES DE CAMPAÑA
PLATAFORMAS AÉREAS
AEROPUERTOS - LITORALES
ZONAS DE DESASTRE
ZONAS ALPINAS
CAMPOS DEPORTIVOS**

EL2000

**¡Solicite el DVD
de demostración
gratuito!**

**EL3000
Military**



OPCIONAL

El Porta Camilla con doble rueda para un uso en suelos desérticos está disponible bajo solicitud.

www.flamor.com



Tactical Medicine

Via Biandrate, 80
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - ITALY
Tel. +39 0321 442441 - Fax +39 0321 392190
E-mail: info@flamor.com