

PORTABARELLA CAMPALE

EL2000

EL3000^{*} Military

**Per il trasporto
di barella e paziente su
superfici non pavimentate**

Questo dispositivo si è dimostrato molto utile per il trasporto e la movimentazione di feriti (o materiali) all'interno e nell'area di ospedali da campo, PMA, come collegamento a piattaforme elicottero o nell'area dell'aeroporto, negli scenari disastrosi tipici di eventi catastrofici o calamità naturali.

- **con GRANDI RUOTE**
- **UNIVERSALE**
- **VERSATILE**
- **LEGGERO**
- **STABILE**



- ✓ **NEVE**
- ✓ **ERBA**
- ✓ **FANGO**
- ✓ **SABBIA**
- ✓ **GHIAIA**
- ✓ **CIOTTOLI**

where the
streets
have no name...

www.flamor.com





TRASPORTO CON DUE BARELLIERI

Con il Portabarella Campale EL2000 / EL3000, due barellieri possono agevolmente trasportare un ferito. È la configurazione standard consigliata.

Il trasporto di un ferito viene effettuato quasi sempre con 4 barellieri comportando così uno spreco di risorse umane e di tempo.

Disponendo del Portabarella Campale EL2000 / EL3000, 4 barellieri possono trasportare 2 feriti e in situazioni di estrema emergenza addirittura 4.



TRASPORTO CON UN BARELLIERE

Grazie ad una particolare impostazione è possibile l'utilizzo con un solo barelliere. Tuttavia per motivi di sicurezza è consigliabile l'impiego con due barellieri.



LETTO DEGENZA TEMPORANEA

Il Portabarella Campale EL2000 / EL3000 può essere utilizzato all'occorrenza anche come letto per degenza temporanea e con molti tipi di barelle da campo, d'emergenza e tavole spinali.



LETTO DA VISITA

Il Portabarella Campale EL2000 / EL3000 pone il piano barella ad un'altezza tale da permettere un comodo accesso per la visita del paziente.

In situazioni di emergenza i medici sono costretti a visitare o ad eseguire manovre basilari stando in ginocchio a terra. È evidente la scomodità di tale posizione.



TRASPORTO MATERIALI

Può essere utilizzato anche per caricare e trasportare diversi tipi di materiali nell'area dell'ospedale da campo, del PMA o di qualsiasi struttura temporanea senza pavimentazione liscia.



Test torsione



Test carico statico



MADE IN ITALY



ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M. MASINI S.r.l.

Belle Armi s.r.l. - Via Moscona 11 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Milano - Via S. Eufemia, 2 - C.F. e P.IVA 0062215104
Tel. 02/502161774 - Fax 02/50308176 - Internet: www.istitutomasini.it - E-Mail: istitutomasini@istitutomasini.it

Organismo Notificato n° 0088 - Notified Body n° 0088

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

alla norma UNI EN 1865:2001
to the standard *UNI EN 1865:2001*

N. MD-002-2008

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove del prodotto sottoriferito, seguendo i requisiti indicati nella norma UNI EN 1865:2001 con riferimento alla direttiva 93/42/CEE.
The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini hereby declares that tests have been carried out on the product listed herewith following the requirements of the standard UNI EN 1865:2001 with reference to the directive 93/42/EEC.

FABBRICANTE: <small>Manufacturer</small>	FLAMOR S.r.l. Via Agogna, 20 - 28100 NOVARA
PRODOTTO "Tipo, identificazione, utilizzo": <small>Product "Type, designation, use"</small>	Portabarella campale <small>Field stretcher carrier</small>
LUOGO DI PRODUZIONE: <small>Production site</small>	Via Agogna, 20 - 28100 NOVARA
NORMA DI RIFERIMENTO: <small>Reference standard</small>	UNI EN 1865:2001


Documenti di riferimento/Références documentaires:
- rapporti di prova n. test reports no. 1357-2008 del/à 29/04/2008

Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale/This certificate can be reproduced only in full

Data/Dat.: 29 Aprile/avr 2008


Il Tecnico Responsabile - Responsable Technique
p.1 Emanuele Masini


ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l.


Il Direttore / Directeur manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi

Le nuove ruote in PPL e fibra di vetro con sistema brevettato Quick Release System®, le maniglie a scomparsa, l'ampia gamma di barelle supportabili, fanno del Portabarella Campale EL2000 / EL3000 un completo e versatile strumento da utilizzare in tutte le aree extraospedaliere.

Dimensioni chiuso
Lunghezza: cm 52
Larghezza: cm 62
Altezza: cm 84

Dimensioni aperto
Lunghezza: cm 158
Larghezza: cm 62
Altezza: cm 86



CHIUSO



APERTO

Peso: Telaio Kg 20 - Ruote Kg 4

Il Portabarella Campale EL2000 / EL3000 è disponibile su:



**OSPEDALI DA CAMPO
PIATTAFORME AEREE
AEROPORTI - LITORALI
AREE DISASTRO
AREE ALPINE
CAMPI SPORTIVI**

EL2000

**Richiedi DVD
dimostrativo
gratuito!**

**EL3000
Military**



OPTIONAL

Su richiesta è ora disponibile l'allestimento con doppia ruota adatto all'utilizzo su suoli desertici.

www.flamor.com



Tactical Medicine

Via Biandrate, 80
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - ITALY
Tel. +39 0321 442441 - Fax +39 0321 392190
E-mail: info@flamor.com